



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 623 del 17/10/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE  
N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICE DITTA M.G. LORENZATTO  
SRL.**

**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA**  
**SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

---

**Oggetto:** DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013 – SOSTITUZIONE CODICE DITTA M.G. LORENZATTO SRL.

**Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**Premesso che**

- con deliberazione n.415 del 15.05.2013 fu aggiudicata la Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici ed accessori per Endoscopia Digestiva, prorogata come da ultima Deliberazione n.654 del 26.07.2018;
- con nota del 02.10.2018 la ditta M.G. Lorenzatto Srl ha comunicato all'UOC Farmacia la sostituzione del codice L-GDB-02-04-020 relativo al prodotto aggiudicato al lotto n.41 della suddetta fornitura con il codice L-PDB-4N2Y alle stesse condizioni economiche di gara (allegato 1);
- con nota del 09.10.2018 la scrivente UOC ha chiesto all'UOC Gastroenterologia di esprimere parere in merito alla suddetta sostituzione (allegato 2);
- con nota prot. n.26727/i del 11.10.2018 il Direttore f.f. dell'UOC Gastroenterologia ha espresso parere favorevole in merito alla sostituzione del codice L-GDB-02-04-020 con il codice L-PDB-4N2Y (allegato 3);

**Preso atto**

- che la suddetta sostituzione non comporta incremento di spesa rimanendo invariate le condizioni economiche di fornitura;

**Considerato che**

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

**DETERMINA**

1. di prendere atto di quanto comunicato dalla ditta M.G. Lorenzatto Srl in riferimento alla sostituzione del prodotto codice L-GDB-02-04-020 relativo al prodotto aggiudicato al lotto n.41 della fornitura di dispositivi medici ed accessori per Endoscopia Digestiva con il codice L-PDB-4N2Y, inviato a questa UOC da parte della Farmacia Ospedaliera;
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Direttore f.f. dell'UOC Gastroenterologia in merito alla suddetta sostituzione;
3. di precisare che la suddetta sostituzione avviene alle stesse condizioni economiche di quelle di gara e pertanto non comporta variazioni di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia e all'UOC Gastroenterologia.

**Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato**  
**Dott.ssa Marisa Di Sano**

Oggetto **Vostro ordine n. 8-2018-1649 del 25/09/18 Palloncino filo guida**  
Mittente <ordini.clienti@lorenzatto.com>  
Destinatario accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it  
<accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>  
Data 2.10.2018 11:55



**ALLEGATO N. 1**

- 20181002114621381.pdf (~1,9 MB)

Buongiorno,


faccio seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarVi che l'articolo a codice L-GDB-02-04-020 sostituisce il precedente a codice L-PDB-4N2Y, che Vi forniamo allo stesso prezzo.

Trasmetto in allegato i DDT di consegna precedente dello stesso articolo ( 01/0/799 del 19/02/18 e 01/0/538 del 05/02/18) e scheda tecnica prodotto.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione e porgo cordiali saluti.

Patrizia Savettieri  
Ufficio Gestione Ordini  
M.G. Lorenzatto s.r.l.  
Tel. 011.7705724

PAESE DI FABBRICAZIONE : Germania

**PALLONCINI PER DILATAZIONE MONOUSO****DESTINAZIONE D'USO**

I palloncini per dilatazione vengono impiegati nell'apparato gastrointestinale per effettuare dilatazioni esofagee e biliari e in caso di Acalasia.

**DESCRIZIONE**

Essi sono pre-assemblati in unica soluzione e composti da:

- Impugnatura in materiale plastico dotata di connettore luer lock per il collegamento al manometro di gonfiaggio.
- Catetere in ptfe, disponibile in diversi diametri e diverse lunghezze a seconda dei modelli. Per i palloncini filo guidati, il catetere è a doppio lume con connettore per l'introduzione del filo guida, per quelli a lume singolo all'interno del catetere vi è integrato un filo metallico stabilizzatore.
- Palloncini in diversi diametri e lunghezze, dotati di indicatori metallici radiopachi che, sotto controllo radiologico, consentono di verificare l'esatta posizione del palloncino. La consistenza e la massima forza radiale sulla lunghezza del palloncino permettono di ottenere dilatazioni controllate e sicure. La punta è rastremata e morbida.

Gli articoli sono monouso e vengono forniti in confezioni singole e sterili con apertura a strappo.

**IDICAZIONE SULL'USO:**

I palloncini possono essere dilatati indistintamente a liquido o ad aria, per effettuare la dilatazione utilizzare apposite siringhe con manometri di misura, per quanto riguarda le massime pressioni insufflabili (atm, psi, hPa), a seconda dei diametri e delle lunghezze dei palloncini, attenersi alle indicazioni sull'etichetta del prodotto.

**COMPOSIZIONE / MATERIALI:**

Impugnatura in materiale plastico

Catetere in PTFE

Palloncino in materiale plastico privo di lattice

| CODICE<br>PRODUTTORE | CODICE<br>PRODUTTORE | TIPOLOGIA<br>DI<br>DILATAZIONE | CATETERE                      | DIAMETRO<br>MASSIMO<br>DEL<br>PALLONCINO<br>(mm.) | LUNGHEZZA<br>DEL<br>PALLONCINO<br>(mm.) | DIAMETRO<br>DEL<br>CATETERE<br>(mm.) | LUNGHEZZA<br>DEL<br>CATETERE<br>(mm.) | COMPATIBILE<br>CON FILO<br>GUIDA<br>(inch) |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| GDB-01-08-080        | L-GDB-01-08-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 8                                                 | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-01-12-080        | L-GDB-01-12-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 12                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-01-16-080        | L-GDB-01-16-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 16                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-01-18-080        | L-GDB-01-18-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 18                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-02-08-080        | L-GDB-02-08-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 8                                                 | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0.035                                      |
| GDB-02-12-080        | L-GDB-02-12-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 12                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0.035                                      |
| GDB-02-16-080        | L-GDB-02-16-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 16                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0.035                                      |
| GDB-02-18-080        | L-GDB-02-18-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 18                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0.035                                      |
| GDB-02-04-020        | L-GDB-02-04-020      | Biliare                        | Doppio lume<br>Filoguidato    | 4                                                 | 20                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0.035                                      |
| GDB-02-06-020        | L-GDB-02-06-020      | Biliare                        | Doppio lume<br>Filoguidato    | 6                                                 | 20                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0.035                                      |
| GDB-02-08-030        | L-GDB-02-08-030      | Biliare                        | Doppio lume<br>Filoguidato    | 8                                                 | 30                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0.035                                      |
| GDB-02-30-080        | L-GDB-02-30-080      | Acalasia                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 30                                                | 80                                      | 4,7                                  | 100                                   | 0.047                                      |
| GDB-02-35-080        | L-GDB-02-35-080      | Acalasia                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 35                                                | 80                                      | 4,7                                  | 100                                   | 0.047                                      |
| GDB-02-40-080        | L-GDB-02-40-080      | Acalasia                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 40                                                | 80                                      | 4,7                                  | 100                                   | 0.047                                      |

CODICE CND: G0301010401

CODICE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI: 210358

## Pressioni di riferimento per il gonfiaggio del palloncino:

| CODICE<br>PRODUTTORE | CODICE<br>FORNITORE | TIPOLOGIA DI<br>DILATAZIONE | DIAMETRO MASSIMO<br>DEL PALLONCINO (mm.) | LUNGHEZZA DEL<br>PALLONCINO (mm.) | MASSIMA PRESSIONE INSUFFLABILE<br>NEL PALLONCINO (ATM - PSI - Kpa) |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| GDB-01-08-080        | L-GDB-01-08-080     | Esofagea                    | 8                                        | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-01-12-080        | L-GDB-01-12-080     | Esofagea                    | 12                                       | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-01-16-080        | L-GDB-01-16-080     | Esofagea                    | 16                                       | 80                                | 5 ATM - 74 PSI - 5066 hPa                                          |
| GDB-01-18-080        | L-GDB-01-18-080     | Esofagea                    | 18                                       | 80                                | 4 ATM - 59 PSI - 4053 hPa                                          |
| GDB-02-08-080        | L-GDB-02-08-080     | Esofagea                    | 8                                        | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-02-12-080        | L-GDB-02-12-080     | Esofagea                    | 12                                       | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-02-16-080        | L-GDB-02-16-080     | Esofagea                    | 16                                       | 80                                | 5 ATM - 74 PSI - 5066 hPa                                          |
| GDB-02-18-080        | L-GDB-02-18-080     | Esofagea                    | 18                                       | 80                                | 4 ATM - 59 PSI - 4053 hPa                                          |
| GDB-02-04-020        | L-GDB-02-04-020     | Biliare                     | 4                                        | 20                                | 3 ATM - 115 PSI - 8106 hPa                                         |
| GDB-02-06-020        | L-GDB-02-06-020     | Biliare                     | 6                                        | 20                                | 3 ATM - 115 PSI - 8106 hPa                                         |
| GDB-02-08-030        | L-GDB-02-08-030     | Biliare                     | 8                                        | 30                                | 3 ATM - 115 PSI - 8106 hPa                                         |
| GDB-02-30-080        | L-GDB-02-30-080     | Acalasia                    | 30                                       | 80                                | 1,8 ATM - 25 PSI - 1824 hPa                                        |
| GDB-02-35-080        | L-GDB-02-35-080     | Acalasia                    | 35                                       | 80                                | 1,8 ATM - 25 PSI - 1824 hPa                                        |
| GDB-02-40-080        | L-GDB-02-40-080     | Acalasia                    | 40                                       | 80                                | 1,8 ATM - 25 PSI - 1824 hPa                                        |

**INFORMAZIONI GENERALI**

|                                               |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>TERMINI DI UTILIZZO:</u>                   | 3 anni                                                                                                                                                    |
| <u>PRESENZA DI LATTICE:</u>                   | NO                                                                                                                                                        |
| <u>STERILE:</u>                               | SI                                                                                                                                                        |
| <u>METODO DI STERILIZZAZIONE:</u>             | OSSIDO DI ETILENE in conformità alla vigente normativa "UNI EN 550"                                                                                       |
| <u>PROTOCOLLO DI STERILIZZAZIONE:</u>         | NESSUNO                                                                                                                                                   |
| <u>RIUTILIZZABILE:</u>                        | MONO USO                                                                                                                                                  |
| <u>CONFEZIONAMENTO:</u>                       |                                                                                                                                                           |
| PRIMARIO                                      | Busta singola sigillata con lato trasparente e lato di carta per sterilizzazione riportante etichetta e n°3 stickers adesivi con codice e lotto articolo; |
| SECONDARIO                                    | Scatola di cartone contenente n°1 pezzi riportante etichetta con codice articolo                                                                          |
| <u>CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:</u>              | In luogo secco e asciutto (tra 5° e 30°) al riparo dalla luce                                                                                             |
| <u>CONDIZIONI DI MANIPOLAZIONE:</u>           | LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO                                                                                                                     |
| <u>INDICAZIONI:</u>                           | LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO                                                                                                                     |
| <u>CONTRO INDICAZIONI:</u>                    | LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO                                                                                                                     |
| <u>PRECAUZIONI D'USO:</u>                     | LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO                                                                                                                     |
| <u>DATA INTRODUZIONE SUL MERCATO</u>          |                                                                                                                                                           |
| ESTERO                                        | 2002                                                                                                                                                      |
| ITALIANO:                                     | 2015                                                                                                                                                      |
| <u>AZIENDA PRODUTTRICE:</u>                   | MEDI-GLOBE GmbH, Medi-Globe Strasse 1-5<br>83101 ACHENMUEHLE - GERMANY                                                                                    |
| <u>DISTRIBUTORE AUTORIZZATO PER L'ITALIA:</u> | M.G. Lorenzatto S.r.l. Corso Vercelli 28-30<br>10078 Venaria Reale (TO)                                                                                   |

Oggetto **Richiesta parere**  
Mittente <provveditorato@ospedale.caserta.it>  
Destinatario <pietro.rocco@aorncaserta.it>  
Cc <~~gastroenterologia@ospedale.caserta.it~~>  
Data 09.10.2018 10:08  
Priorità Alta



ALLEGATO N.....<sup>2</sup>

- doc05890320181009101956\_10000150\_1.pdf (~765 KB)

In riferimento alla nota allegata si chiede di esprimere parere per poter procedere agli adempimenti di conseguenza.



Oggetto **Vostro ordine n. 8-2018-1649 del 25/09/18 Palloncino filo guida**  
Mittente <ordini.clienti@lorenzatto.com>  
Destinatario accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it  
<accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it>  
Data 2.10.2018 11:55



• 20181002114621381.pdf (~1,9 MB)

Buongiorno,


faccio seguito alla conversazione telefonica intercorsa per confermarVi che l'articolo a codice L-GDB-02-04-020 sostituisce il precedente a codice L-PDB-4N2Y, che Vi forniamo allo stesso prezzo.

Trasmetto in allegato i DDT di consegna precedente dello stesso articolo ( 01/0/799 del 19/02/18 e 01/0/538 del 05/02/18) e scheda tecnica prodotto.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione e porgo cordiali saluti.

Patrizia Savettiere  
Ufficio Gestione Ordini  
M.G. Lorenzatto s.r.l.  
Tel. 011.7705724

PAESE DI FABBRICAZIONE : Germania

**PALLONCINI PER DILATAZIONE MONOUSO****DESTINAZIONE D'USO**

I palloncini per dilatazione vengono impiegati nell'apparato gastrointestinale per effettuare dilatazioni esofagee e biliari e in caso di Acalasia.

**DESCRIZIONE**

Essi sono pre-assemblati in unica soluzione e composti da:

- Impugnatura in materiale plastico dotata di connettore luer lock per il collegamento al manometro di gonfiaggio.
- Catetere in ptfe, disponibile in diversi diametri e diverse lunghezze a seconda dei modelli. Per i palloncini filo guidati, il catetere è a doppio lume con connettore per l'introduzione del filo guida, per quelli a lume singolo all'interno del catetere vi è integrato un filo metallico stabilizzatore.
- Palloncini in diversi diametri e lunghezze, dotati di indicatori metallici radiopachi che, sotto controllo radiologico, consentono di verificare l'esatta posizione del palloncino. La consistenza e la massima forza radiale sulla lunghezza del palloncino permettono di ottenere dilatazioni controllate e sicure. La punta è rastremata e morbida. Gli articoli sono monouso e vengono forniti in confezioni singole e sterili con apertura a strappo.

**IDICAZIONE SULL'USO:**

I palloncini possono essere dilatati indistintamente a liquido o ad aria, per effettuare la dilatazione utilizzare apposite siringhe con manometri di misura, per quanto riguarda le massime pressioni insufflabili (atm, psi, hPa), a seconda dei diametri e delle lunghezze dei palloncini, attenersi alle indicazioni sull'etichetta del prodotto.

## COMPOSIZIONE / MATERIALI:

Impugnatura in materiale plastico

Catetere in PTFE

Palloncino in materiale plastico privo di lattice

| CODICE<br>PRODUTTORE | CODICE<br>PRODUTTORE | TIPOLOGIA<br>DI<br>DILATAZIONE | CATETERE                      | DIAMETRO<br>MASSIMO<br>DEL<br>PALLONCINO<br>(mm.) | LUNGHEZZA<br>DEL<br>PALLONCINO<br>(mm.) | DIAMETRO<br>DEL<br>CATETERE<br>(mm.) | LUNGHEZZA<br>DEL<br>CATETERE<br>(mm.) | COMPATIBILE<br>CON FILO<br>GUIDA<br>(inch) |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| GDB-01-08-080        | L-GDB-01-08-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 8                                                 | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-01-12-080        | L-GDB-01-12-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 12                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-01-16-080        | L-GDB-01-16-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 16                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-01-18-080        | L-GDB-01-18-080      | Esofagea                       | Con stabilizzatore<br>interno | 18                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | -                                          |
| GDB-02-08-080        | L-GDB-02-08-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 8                                                 | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0,035                                      |
| GDB-02-12-080        | L-GDB-02-12-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 12                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0,035                                      |
| GDB-02-16-080        | L-GDB-02-16-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 16                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0,035                                      |
| GDB-02-18-080        | L-GDB-02-18-080      | Esofagea                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 18                                                | 80                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0,035                                      |
| GDB-02-04-020        | L-GDB-02-04-020      | Biliare                        | Doppio lume<br>Filoguidato    | 4                                                 | 20                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0,035                                      |
| GDB-02-06-020        | L-GDB-02-06-020      | Biliare                        | Doppio lume<br>Filoguidato    | 6                                                 | 20                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0,035                                      |
| GDB-02-08-030        | L-GDB-02-08-030      | Biliare                        | Doppio lume<br>Filoguidato    | 8                                                 | 30                                      | 1,9                                  | 200                                   | 0,035                                      |
| GDB-02-30-080        | L-GDB-02-30-080      | Acalasia                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 30                                                | 80                                      | 4,7                                  | 100                                   | 0,047                                      |
| GDB-02-35-080        | L-GDB-02-35-080      | Acalasia                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 35                                                | 80                                      | 4,7                                  | 100                                   | 0,047                                      |
| GDB-02-40-080        | L-GDB-02-40-080      | Acalasia                       | Doppio lume<br>Filoguidato    | 40                                                | 80                                      | 4,7                                  | 100                                   | 0,047                                      |

CODICE CND: G0301010401

CODICE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI: 210358

## Pressioni di riferimento per il gonfiaggio del palloncino:

| CODICE<br>PRODUTTORE | CODICE<br>FORNITORE | TIPOLOGIA DI<br>DILATAZIONE | DIAMETRO MASSIMO<br>DEL PALLONCINO (mm.) | LUNGHEZZA DEL<br>PALLONCINO (mm.) | MASSIMA PRESSIONE INSUFFLABILE<br>NEL PALLONCINO (ATM - PSI - Kpa) |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| GDB-01-08-080        | L-GDB-01-08-080     | Esofagea                    | 8                                        | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-01-12-080        | L-GDB-01-12-080     | Esofagea                    | 12                                       | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-01-16-080        | L-GDB-01-16-080     | Esofagea                    | 16                                       | 80                                | 5 ATM - 74 PSI - 5066 hPa                                          |
| GDB-01-18-080        | L-GDB-01-18-080     | Esofagea                    | 18                                       | 80                                | 4 ATM - 59 PSI - 4053 hPa                                          |
| GDB-02-08-080        | L-GDB-02-08-080     | Esofagea                    | 8                                        | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-02-12-080        | L-GDB-02-12-080     | Esofagea                    | 12                                       | 80                                | 3 ATM - 44 PSI - 3040 hPa                                          |
| GDB-02-16-080        | L-GDB-02-16-080     | Esofagea                    | 16                                       | 80                                | 5 ATM - 74 PSI - 5066 hPa                                          |
| GDB-02-18-080        | L-GDB-02-18-080     | Esofagea                    | 18                                       | 80                                | 4 ATM - 59 PSI - 4053 hPa                                          |
| GDB-02-04-020        | L-GDB-02-04-020     | Biliare                     | 4                                        | 20                                | 8 ATM - 115 PSI - 8106 hPa                                         |
| GDB-02-06-020        | L-GDB-02-06-020     | Biliare                     | 6                                        | 20                                | 8 ATM - 115 PSI - 8106 hPa                                         |
| GDB-02-08-030        | L-GDB-02-08-030     | Biliare                     | 8                                        | 30                                | 8 ATM - 115 PSI - 8106 hPa                                         |
| GDB-02-30-080        | L-GDB-02-30-080     | Acalasia                    | 30                                       | 80                                | 1,8 ATM - 25 PSI - 1824 hPa                                        |
| GDB-02-35-080        | L-GDB-02-35-080     | Acalasia                    | 35                                       | 80                                | 1,8 ATM - 25 PSI - 1824 hPa                                        |
| GDB-02-40-080        | L-GDB-02-40-080     | Acalasia                    | 40                                       | 80                                | 1,8 ATM - 25 PSI - 1824 hPa                                        |



Azienda Ospedaliera di Caserta  
"Sant'Anna e San Sebastiano"  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione  
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)  
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO N. 3

UOC Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva  
Direttore f.f.: dr. Pietro Rocco

Al Direttore UOC Provveditorato  
Alla Farmacia

Oggetto: cambio codice prodotto Lorenzatto - palloncini per dilatazione

A riscontro di quanto da voi richiesto e inoltrato a mezzo email il 05/10/2018 si fa presente che il prodotto che era stato richiesto con codice LPDB-4N-2Y palloncini per dilatazione biliare lung. 2000diam 2,8, oggi indicato da Lorenzatto con codice LGDB-02-04-020, vista la scheda tecnica allegata è da considerarsi uguale e idoneo a quanto da noi richiesto.

Caserta 11/10/2018

Direttore UOC Gastro f.f.  
Dr. P. Rocco



**REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO  
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**Determina Dirigenziale N. 623 del 17/10/2018**

**PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

**OGGETTO: DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DELIBERAZIONE N.415 DEL 15.05.2013  
– SOSTITUZIONE CODICE DITTA M.G. LORENZATTO SRL.**

In pubblicazione dal 17/10/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo**

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

***Elenco firmatari***

*Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta*