



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 682 del 15/11/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: SOSTITUZIONE CODICI – DITTA MEDICA VALEGGIA SPA - FORNITURA
DISPOSITIVI MEDICI SEZ. G-H-L-M.**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: SOSTITUZIONE CODICI – DITTA MEDICA VALEGGIA SPA - FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI SEZ. G-H-L-M.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n. 364 del 30.06.2016 è stata aggiudicata la fornitura biennale di Dispositivi Medici sez. G-H-L-M fino al 31.05.2018, successivamente rinnovata come da ultimo provvedimento deliberazione n.436 del 19.06.2018 fino al 31.05.2019;
- con nota del 23.10.2018 la ditta Medica Vallengia Spa ha comunicato la sostituzione di codici relativi al prodotto Maschera per CPAP aggiudicato al lotto H17 della suddetta fornitura (allegato 1);
- con nota protocollo 29102/i del 06.11.2018 la scrivente UOC ha chiesto al Direttore dell'UOC Pronto Soccorso parere in merito alla suddetta sostituzione (allegato 2);
- con nota del 07.11.2018 il Direttore dell'UOC Pronto Soccorso ha espresso nulla osta in merito alla sostituzione proposta relativamente al prodotto Maschera per CPAP (allegato 3);

Preso atto

- che restano invariate le condizioni tecnico economiche contrattuali;
- che non conseguono incrementi di spesa;
- del nulla osta espresso dal Direttore del Pronto Soccorso;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione della ditta Medica Vallengia Spa in merito alla sostituzione di codici relativi al prodotto Maschera per CPAP aggiudicato al lotto H17 della Fornitura di Dispositivi medici sez. G-H-L-M, come dettagliati nella nota della Ditta allegata al presente a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.1);
2. di prendere atto del nulla osta espresso da parte del Direttore dell'UOC Pronto Soccorso;
3. di precisare che la sostituzione è a parità di condizioni tecnico economiche contrattuali e, pertanto, il presente provvedimento non comporta incrementi di spesa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia e all'UOC Pronto Soccorso.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

ALLEGATO N. 1

Data: 23/10/2018 [14:59:53 CEST]
Da: ordini@medival.it
A: accettazionefarmacia@ospedale.caserta.it
Cc: provveditorato@ospedale.caserta.it
Oggetto: invio lettera cambio codice

Buon pomeriggio,
come da accordi con il sig. Viviani,
in allegato Le invio lettera di cambio codice
a disposizione
Saluti

(See attached file:
Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product23-10-2018-124644.pdf)

Silvia Cappellari
Servizio Clienti
MEDICA VALEGGIA S.p.A.
Via San Crispino, 33 - 35129 Padova, ITALY
Ph: +39 049775477 Fax: +39 049775884
E-Mail ordini@medival.it Web: www.medival.it

Questa e-mail è riservata al destinatario e può contenere informazioni privilegiate e/o confidenziali. Chiunque riceva questa e-mail per errore (o comunque non sia il destinatario) è gentilmente pregato di avvisarci e di eliminarla. Grazie per la cortese collaborazione.
La divulgazione e/o l'utilizzo non autorizzato del contenuto di questa e-mail sono severamente vietati e verranno perseguiti a norma di Legge.

This e-mail is intended only for the use of the addressee. It may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this e-mail. Thank you for your cooperation.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Medica Valeggia S.p.a. - Via San Crispino, 33 - 35129 Padova Italy - Tel. +39 049-775477 - Fax +39 049-775884
Numero iscrizione al Registro Imprese di Padova 00759430267 - P.Iva IT 01630000287 - Cap.Soc. € 1.033.000,00 i.v.



Medica Valsugata S.p.A.
35129 Padova (Italy) Via F. Donà, 9 - Tel./Phone +39 049.77.64.77 r.a. - Fax +39 049.77.68.64
Magazzino principale/Main warehouse: Via Croce Rosso, 2
e-mail: info@medival.it - www.medival.it

Gentile Cliente,

Ci dispiace comunicarVi che Philips ha interrotto la produzione della maschera per CPAP compresa nei kit KTMDV41 e KTMDV42.

Vi forniremo in sostituzione due codici nuovi :

KTMDV59 KIT CPAP C/MASCHERA GRANDE E FILTRO - in sostituzione del KTMDV42

KTMDV60 KIT CPAP C/MASCHERA MEDIA E FILTRO - in sostituzione del KTMDV41

I nuovi codici comprendono gli stessi componenti di prima. La maschera per CPAP è fornita dall'azienda Vyaire Medical, Inc.

Le caratteristiche tecniche e le condizioni commerciali rimangono invariate.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Padova, ottobre 2018


Katarina Hisinger
Product Manager



06/11/2018 14.46-20180029102



ALLEGATO N. 2

Medich Vateglia S.p.A

35129 Padova (Italy) Via P. Donà, 9 - Tel./Phone +39 049 77 54 77 r.a. - Fax +39 049 77 58 64

Magazzino principale/Main warehouse: Via Croce Rossa, 2

e-mail: info@medival.it - www.medival.it

Gentile Cliente,

Ci dispiace comunicarVi che Philips ha interrotto la produzione della maschera per CPAP compresa nei kit KTMDV41 e KTMDV42.

Vi forniremo in sostituzione due codici nuovi:

KTMDV59 KIT CPAP C/MASCHERA GRANDE E FILTRO - in sostituzione del KTMDV42

KTMDV60 KIT CPAP C/MASCHERA MEDIA E FILTRO - in sostituzione del KTMDV41

I nuovi codici comprendono gli stessi componenti di prima. La maschera per CPAP è fornita dall'azienda Sylre Medical, Inc.

Le caratteristiche tecniche e le condizioni commerciali rimangono invariate.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Padova, ottobre 2018


Katarina Hissler
Product Manager

N. A. 0163000029
sostituzione al

Sistema Qualità
certificato





Medica Valeggia S.p.A.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Revisione n° 8

del 26/06/2018

Pagina 1/3

Cod. KTMDVXX - Circuiti per CPAP in maschera gonfiabile

FABBRICANTE

KTMDVXX è un assemblato di dispositivi medici composto da:
Maschera, valvola PEEP, reggimaschera, manometro monouso: Vital Signs Inc – GE Healthcare
Filtro, Circuito corrugato: Int'air Médical
Linea di collegamento per il monitoraggio della pressione : Multimedical, Mantova, Italia

ASSEMBLATORE

Medica Valeggia S.p.A.

CONFORMITA' A DIRETTIVE O NORME

Conforme alla Direttiva 93/42/CE sui Dispositivi Medici e alle successive modifiche e integrazioni.
Il sistema è un ASSEMBLATO secondo quanto previsto dall' art. 12 della Direttiva 93/42/CE.

BREVETTI

Le Valvole Peep pretarate sono brevettate: brevetto no. 4.298.023

MATERIA PRIMA:

Maschera: corpo in policarbonato, cuscino in PVC plastisol
Valvola PEEP: molla in acciaio inox, protezione in PVC, corpo in polipropilene
Circuito corrugato: PE
Manometro monouso : policarbonato
Reggi-maschera : Silicone
Filtro: Corpo in PS, Filtro in PP, Tappo e porta Luer-lock in PE, membrana filtrante elettrostatica in Polipropilene stabilizzato, teflonizzato
Linea di collegamento per il monitoraggio della pressione : Tubo PVC, filtro acrilico, connettore Luer-lock
ABS
Nessuna presenza di lattice

MONOUSO

I kit per CPAP cod. KTMDVXX sono monouso.

VALIDITA'

5 anni.

DESCRIZIONE

Il circuito per CPAP in maschera gonfiabile è stato studiato per consentire la ventilazione non-invasiva nei pazienti con insufficienza respiratoria. Il kit è composto da :

- Un circuito corrugato che garantisce il collegamento tra il generatore di flusso e l'interfaccia paziente.
- Una maschera facciale a due vie con cupola trasparente ed ampio cuscino per garantire un confortevole posizionamento sul viso del paziente, senza fughe di aria.
- Una valvola PEEP che in presenza di un flusso sufficientemente elevato per rispondere alle esigenze del paziente, garantisce una pressione positiva continua durante tutto l'atto respiratorio, grazie alla particolare molla piegata ed incrociata a forza costante (valvole pretarate)
- Valvola regolabile: consente di modificare la pressione positiva continua in funzione delle esigenze del paziente.
- Nucale in silicone per garantire l'aderenza della maschera al viso del paziente

Codice scheda:
KTMDVXX

Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 13485



Cert. n° 9124 M002

Documento approvato da:
Katarina Hisinger



Medica Valeggia S.p.A.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Revisione n° 8

del 26/06/2018

Pagina 2/3

DESCRIZIONE - continua

- Filtro antibatterico-antivirale da applicare sulla porta Venturi del generatore di flusso; protegge il paziente da polvere e microorganismi presenti nell'aria ambiente
- Alcuni codici contengono inoltre:
- Manometro monouso, studiato per monitorare la pressione somministrata al paziente.
Precisione: 0 – 10 cm H₂O: ± 1 cm
10 - 40 cm H₂O: ± 2 cm
40 – 60 cm H₂O: ± 3 cm
 - Tubo per il collegamento per il monitoraggio della pressione: usato per collegare la maschera a un monitor della pressione oppure per collegare il manometro monouso alla maschera.

GAMMA DISPONIBILE

Codice Medival	Descrizione
KTMDV37	KIT per CPAP con maschera Large, circuito lungo 2m, nucale in silicone, valvola PEEP da 5 cm H ₂ O, filtro anti-batterico-antivirale
KTMDV38	Kit per CPAP con maschera Large, circuito lungo 2m, nucale in silicone, valvola PEEP da 7,5 cm H ₂ O, filtro anti-batterico-antivirale
KTMDV39	KIT per CPAP con maschera Large, circuito lungo 2m, nucale in silicone, valvola PEEP da 10 cm H ₂ O, filtro anti-batterico-antivirale
KTMDV40	Kit per CPAP con maschera misura Large, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, valvola PEEP pretarata da 10 cm H ₂ O, tubo per il monitoraggio della pressione, manometro monouso, filtro antibatterico-antivirale
KTMDV44	Kit per CPAP con maschera misura Media, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, valvola PEEP regolabile, tubo per il monitoraggio della pressione, manometro monouso, filtro antibatterico-antivirale
KTMDV45	Kit per CPAP con maschera misura Large, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, valvola PEEP regolabile, tubo per il monitoraggio della pressione, manometro monouso, filtro antibatterico-antivirale
KTMDV46	Kit per CPAP con maschera misura Media, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, manometro monouso, valvola PEEP pretarata da 5 cm H ₂ O, tubo per il monitoraggio della pressione, filtro antibatterico-antivirale
KTMDV47	Kit per CPAP con maschera misura Media, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, manometro monouso, valvola PEEP pretarata da 7.5 cm H ₂ O, tubo per il monitoraggio della pressione, filtro antibatterico-antivirale
KTMDV48	Kit per CPAP con maschera misura Media, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, manometro monouso, valvola PEEP pretarata da 10 cm H ₂ O, tubo per il monitoraggio della pressione, filtro antibatterico-antivirale
KTMDV49	Kit per CPAP con maschera misura Large, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, manometro monouso, valvola PEEP pretarata da 5 cm H ₂ O, tubo per il monitoraggio della pressione, filtro antibatterico-antivirale
KTMDV50	Kit per CPAP con maschera misura Large, reggi-maschera in silicone, tubo corrugato lunghezza 150 cm, manometro monouso, valvola PEEP pretarata da 7.5 cm H ₂ O, tubo per il monitoraggio della pressione, filtro antibatterico-antivirale

Codice scheda:
KTMDVXX

Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 13485



Cert n°9124.M002

Documento approvato da:
Katarina Hisinger



Medica Vallengia S.p.A.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Revisione n° 8

del 26/06/2018

Pagina 3/3

GAMMA DISPONIBILE - continua

Codice Medival	Descrizione
KTMDV51	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV52	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 4.5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV53	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 10 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV54	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV55	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 7.5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV56	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 10 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV57	KIT per CPAP con maschera large, circuito lungo 2 m e nucale in silicone
KTMDV58	KIT per CPAP con maschera media, circuito lungo 2 m e nucale in silicone
KTMDV59	KIT per CPAP con maschera large, circuito lungo 2 m e filtro antibatterico-antivirale
KTMDV59-2	KIT per CPAP con maschera large, 2 circuiti lunghi 2 m e filtro antibatterico-antivirale
KTMDV60	KIT per CPAP con maschera media, circuito lungo 2 m e filtro antibatterico-antivirale

CONFEZIONAMENTO

Confezione singola: busta in Nylon

Confezione di vendita: scatola in cartone

Confezioni da 10 pz

Codice CND / Numero di Repertorio (RDM)

Codice Medival	CND	RDM
KTMDV37	Non applicabile - Assemblato DM	74043/R
KTMDV38	Non applicabile - Assemblato DM	74063/R
KTMDV39	Non applicabile - Assemblato DM	74083/R
KTMDV40	Non applicabile - Assemblato DM	82203/R
KTMDV44	Non applicabile - Assemblato DM	82223/R
KTMDV45	Non applicabile - Assemblato DM	82243/R
KTMDV46	Non applicabile - Assemblato DM	82263/R
KTMDV47	Non applicabile - Assemblato DM	82283/R
KTMDV48	Non applicabile - Assemblato DM	82303/R
KTMDV49	Non applicabile - Assemblato DM	82323/R
KTMDV50	Non applicabile - Assemblato DM	82324/R
KTMDV51	Non applicabile - Assemblato DM	67743/R
KTMDV52	Non applicabile - Assemblato DM	67763/R
KTMDV53	Non applicabile - Assemblato DM	67783/R
KTMDV54	Non applicabile - Assemblato DM	60603/R
KTMDV55	Non applicabile - Assemblato DM	60623/R
KTMDV56	Non applicabile - Assemblato DM	60643/R
KTMDV57	Non applicabile - Assemblato DM	63523/R
KTMDV58	Non applicabile - Assemblato DM	63543/R
KTMDV59	Non applicabile - Assemblato DM	92403/R
KTMDV59/2	Non applicabile - Assemblato DM	121790/R
KTMDV60	Non applicabile - Assemblato DM	92443/R

Codice scheda:
KTMDVXX

Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 13485



Cert.n°9124.M002

Documento approvato da:
Katarina Hisinger

ALLEGATO N.3.

Oggetto **Fwd:**
Mittente <prontosoccorso@ospedale.caserta.it>
Destinatario <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 07.11.2018 11:49



-
- MEDIVAL TIMBRO.pdf (~1,5 MB)
 - MEDIVAL SCHEDA TECNICA.pdf (~1,2 MB)
-

----- Messaggio originale -----

Oggetto:
Data: 2018-11-07 11:45
Mittente: prontosoccorso@ospedale.caserta.it
Destinatario: provveditorato@ospedale.caserta.it



Mediva Valleggia S.p.A.
35129 Padova (Italy) Via P. Donà, 9 - Tel./Phone +39 049 77.54.77 - Fax +39 049 77.54.78
Medival GmbH Main warehouse - Via Löhner 17 - 42699 Solingen
E-mail: info@medival.it - www.medival.it

Gentile Cliente,

Ci dispiace comunicarVi che Philips ha interrotto la produzione della maschera per CPAP compresa nei kit KTMDV41 e KTMDV42.

Vi forniremo in sostituzione due codici nuovi:

KTMDV59 KIT CPAP C/MASCHERA GRANDE E FILTRO - in sostituzione del KTMDV42

KTMDV60 KIT CPAP C/MASCHERA MEDIA E FILTRO - in sostituzione del KTMDV41

I nuovi codici comprendono gli stessi componenti di prima. La maschera per CPAP è fornita dall'azienda Vyaire Medical, Inc.

Le caratteristiche tecniche e le condizioni commerciali rimangono invariate.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Padova, ottobre 2018


Katarina Hissiger
Product Manager

N.O.


Mediva Valleggia S.p.A. - Via P. Donà, 9 - 35129 Padova (Italy)
R.E.A. 294121 - P.IVA 0457000029
Codice fiscale 0457000029

Mediva Valleggia S.p.A. - Via P. Donà, 9 - 35129 Padova (Italy)

R.E.A. 294121





Medica Valeggia S.p.A.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Revisione n° 8

del 26/06/2018

Pagina 3/3

GAMMA DISPONIBILE - continua

Codice Medival	Descrizione
KTMDV51	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV52	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 4.5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV53	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 10 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV54	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV55	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 7.5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV56	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 10 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV57	KIT per CPAP con maschera large, circuito lungo 2 m e nucale in silicone
KTMDV58	KIT per CPAP con maschera media, circuito lungo 2 m e nucale in silicone
KTMDV59	KIT per CPAP con maschera large, circuito lungo 2 m e filtro antibatterico-antivirale
KTMDV59-2	KIT per CPAP con maschera large, 2 circuiti lunghi 2 m e filtro antibatterico-antivirale
KTMDV60	KIT per CPAP con maschera media, circuito lungo 2 m e filtro antibatterico-antivirale

CONFEZIONAMENTO

Confezione singola: busta in Nylon

Confezione di vendita: scatola in cartone

Confezioni da 10 pz

Codice CND / Numero di Repertorio (RDM)

Codice Medival	CND	RDM
KTMDV37	Non applicabile - Assemblato DM	74043/R
KTMDV38	Non applicabile - Assemblato DM	74063/R
KTMDV39	Non applicabile - Assemblato DM	74083/R
KTMDV40	Non applicabile - Assemblato DM	82203/R
KTMDV44	Non applicabile - Assemblato DM	82223/R
KTMDV45	Non applicabile - Assemblato DM	82243/R
KTMDV46	Non applicabile - Assemblato DM	82263/R
KTMDV47	Non applicabile - Assemblato DM	82283/R
KTMDV48	Non applicabile - Assemblato DM	82303/R
KTMDV49	Non applicabile - Assemblato DM	82323/R
KTMDV50	Non applicabile - Assemblato DM	82324/R
KTMDV51	Non applicabile - Assemblato DM	67743/R
KTMDV52	Non applicabile - Assemblato DM	67763/R
KTMDV53	Non applicabile - Assemblato DM	67783/R
KTMDV54	Non applicabile - Assemblato DM	60603/R
KTMDV55	Non applicabile - Assemblato DM	60623/R
KTMDV56	Non applicabile - Assemblato DM	60643/R
KTMDV57	Non applicabile - Assemblato DM	63523/R
KTMDV58	Non applicabile - Assemblato DM	63543/R
KTMDV59	Non applicabile - Assemblato DM	92403/R
KTMDV59-2	Non applicabile - Assemblato DM	121790/R
KTMDV60	Non applicabile - Assemblato DM	92443/R

Handwritten signature and stamp:
 Direttore
 Donato Paternostro

Codice scheda:
KTMDVXX

Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 13485



Cert. n° 9124 M002

Documento approvato da:
Katarina Hisinger



Medica Vallengia S.p.A.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Revisione n° 8

del 26/06/2018

Pagina 3/3

GAMMA DISPONIBILE - continua

Codice Medival	Descrizione
KTMDV51	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV52	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 4.5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV53	KIT per CPAP con maschera media e valvola PEEP da 10 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV54	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV55	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 7.5 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV56	KIT per CPAP con maschera large e valvola PEEP da 10 cm H ₂ O; Lunghezza 270 cm
KTMDV57	KIT per CPAP con maschera large, circuito lungo 2 m e nucale in silicone
KTMDV58	KIT per CPAP con maschera media, circuito lungo 2 m e nucale in silicone
KTMDV59	KIT per CPAP con maschera large, circuito lungo 2 m e filtro antibatterico-antivirale
KTMDV59-2	KIT per CPAP con maschera large, 2 circuiti lunghi 2 m e filtro antibatterico-antivirale
KTMDV60	KIT per CPAP con maschera media, circuito lungo 2 m e filtro antibatterico-antivirale

CONFEZIONAMENTO

Confezione singola: busta in Nylon

Confezione di vendita: scatola in cartone

Confezioni da 10 pz

Tabella CND / Numero di Repertorio (RDM)

Codice Medival	CND	RDM
KTMDV37	Non applicabile - Assemblato DM	74043/R
KTMDV38	Non applicabile - Assemblato DM	74063/R
KTMDV39	Non applicabile - Assemblato DM	74083/R
KTMDV40	Non applicabile - Assemblato DM	82203/R
KTMDV44	Non applicabile - Assemblato DM	82223/R
KTMDV45	Non applicabile - Assemblato DM	82243/R
KTMDV46	Non applicabile - Assemblato DM	82263/R
KTMDV47	Non applicabile - Assemblato DM	82283/R
KTMDV48	Non applicabile - Assemblato DM	82303/R
KTMDV49	Non applicabile - Assemblato DM	82323/R
KTMDV50	Non applicabile - Assemblato DM	82324/R
KTMDV51	Non applicabile - Assemblato DM	67743/R
KTMDV52	Non applicabile - Assemblato DM	67763/R
KTMDV53	Non applicabile - Assemblato DM	67783/R
MDV54	Non applicabile - Assemblato DM	60603/R
KTMDV55	Non applicabile - Assemblato DM	60623/R
KTMDV56	Non applicabile - Assemblato DM	60643/R
KTMDV57	Non applicabile - Assemblato DM	63523/R
KTMDV58	Non applicabile - Assemblato DM	63543/R
KTMDV59	Non applicabile - Assemblato DM	92403/R
KTMDV59/2	Non applicabile - Assemblato DM	121790/R
KTMDV60	Non applicabile - Assemblato DM	92443/R

Codice scheda:
KTMDVXX

Sistema Qualità certificato
UNI EN ISO 13485



Cert. n° 9124 M/002

Documento approvato da:
Katarina Hisinger

Dr. Diego Paternostro
Direttore



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 682 del 15/11/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: SOSTITUZIONE CODICI – DITTA MEDICA VALEGGIA SPA - FORNITURA DISPOSITIVI
MEDICI SEZ. G-H-L-M.**

In pubblicazione dal 15/11/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta