



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 854 del 29/10/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**Oggetto: DELIBERA N.643 DEL 10.08.2021 FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE –
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO LOTTO N.2 DITTA INNOMED SRL.**

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 29/10/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: DELIBERA N.643 DEL 10.08.2021 FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO LOTTO N.2 DITTA INNOMED SRL.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n. 643 del 10.08.2021 è stata tra l'altro disposta l'aggiudicazione del lotto n.2 Protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario, incluso nella gara telematica negoziata per l'affidamento mediante Accordo Quadro della fornitura pluriennale di Protesi Ortopediche, destinate alla UOC Ortopedia e Traumatologia;
- con nota acquisita al protocollo generale n.28474 del 12.10.2021, l'UOC Farmacia Ospedaliera ha trasmesso a questa Direzione la comunicazione della Ditta Innomed Srl, seconda graduata per il Lotto n.2, relativa all'aggiornamento tecnologico del dispositivo aggiudicatole, nell'ambito della suddetta fornitura (allegato 1);
- sulla summenzionata nota è riportato il parere favorevole del Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia circa l'aggiornamento tecnologico proposto dalla precitata Ditta;
- quest'ultima ha comunicato che l'aggiornamento proposto non comporta variazione delle condizioni economiche di fornitura così come riportato nell'allegato 1;

Considerato che

- l'aggiornamento tecnologico relativo al lotto n.2 "Protesi d'anca doppia mobilità ad ancoraggio diafisario" incluso nella summenzionata gara non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariato l'importo contrattuale, così come da comunicazione della Ditta Innomed Srl;

Ritenuto

- pertanto, di poter autorizzare l'aggiornamento tecnologico proposto dalla suindicata Ditta in riferimento al lotto n.2 incluso nella gara di che trattasi, visto anche il parere favorevole del Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia;
- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia;

Determinazione Dirigenziale

DETERMINA

1. pertanto, di poter autorizzare l'aggiornamento tecnologico proposto dalla suindicata Ditta in riferimento al lotto n.2 incluso nella gara di che trattasi, visto anche il parere favorevole del Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia;
2. di prendere atto dell'autorizzazione del Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia in merito all'aggiornamento tecnologico i proposto dalla suddetta ditta così come riportato nell'allegato 1;
3. di dare atto che l'aggiornamento tecnologico non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Azienda, rimanendo invariato l'importo contrattuale unitario e complessivo;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. Farmacia e Ortopedia e Traumatologia.

Il Direttore f.f. UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



A.O.R.N.
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA



UOC Farmacia

Al Direttore UOC Provveditorato

II^a INP

[Handwritten signature]

Oggetto: Affiancamento lotto 2 Ditta Innomed DELIB 381 DELL'11/05/2021 e.s.m.

Si trasmette comunicazione inviata dalla ditta Innomed relativa a quanto indicato in oggetto,
e parere favorevole all'affiancamento proposto inviato dal Direttore UOC Ortopedia.
Tanto si deve per gli adempimenti consequenziali.

All. n. 17 pg

IL DIRETTORE UOC Farmacia
Dott.ssa A. Bello Stritto

[Handwritten signature of Dott.ssa A. Bello Stritto]

*U
e Massimile
con il mio
personale off/terb
MC*

12/10/2021



A.O.R.N.
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA



UOC Farmacia

Al Direttore UOC ORTOPEDIA

Oggetto: Comunicazione Affiancamento lotto 2 Ditta Innomed DELIB 381 DELL'11/05/2021 e.s.m.

Si trasmette comunicazione della ditta Innomed relativa a quanto indicato in oggetto, e si chiede cortesemente vostro parere in merito alla possibilità di affiancamento.

Pertanto si resta in attesa di un vostro riscontro in merito.

All. n. 17 pg

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. dello Stritto

A. dello Stritto

16/9/2021
Per parere favorevole
A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano
CASERTA
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Direttore Dott. Gaetano Bruno
CA 4475

Spett.le
A.O. San Sebastiano di Caserta
Via Palasciano
81100 Caserta

Oggetto: Procedura negoziata senza bando per l'appalto relativo all'affidamento pluriennale della fornitura di protesi ortopediche per l'u.o.c. di ortopedia e traumatologia dell'A.O.R.N. "S.Aanna" e "S. Sebastiano" di Caserta

Aggiornamento tecnologico lotto 2 (5TER)

Il sottoscritto sig. ESPOSITO Salvatore, nato a Napoli il 29/07/46, domiciliato a Portici (Na) in Via Libertà 218/bis, nella sua qualità di amministratore della INNOMED s.r.l. in riferimento a quanto in oggetto, e come previsto dall'art. 8 del C.S.A.

CHIEDE:

-di sostituire il prodotto offerto al lotto 2 (5Ter), Protesi d'anca a doppia mobilità, con un nuovo dispositivo che presenta caratteristiche tecnico-funzionali migliorative.

I nuovi dispositivi presentano le medesime finalità di utilizzo.

Il dispositivo proposto per affiancamento, presenta la versione cementata e non cementata, la versione con due alette sia per le indicazioni di revisione che di stabilità primaria difficile, e la versione con alette e gancio per forame otturatorio, ed ovviamente le viti necessarie.


Disponibile fino ad un diametro massimo esterno di 68cm.

-Si dichiara che resteranno invariate tutte le condizioni di natura economica e di fornitura in essere.

Si allega scheda tecnica, depliant ed elenco completo di codici ed RDM.
Cordiali saluti.

Portici, 01 Luglio 2021

INNOMED s.r.l.
L'Amministratore



ANCONA, 01/07/2021


MEIJE DUO

STELO FEMORALE RETTO

Scheda Tecnica

RAGIONE SOCIALE DEL FABBRICANTE

Corin Limited
The Corinium Centre
Cirencester GL7 1YJ GLOUCESTERSHIRE - United Kingdom
tel. 0044-1285-659866 - fax 0044-1285-659860
www.coringroup.com



DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Stelo femorale Meije Duo

DESTINAZIONE D'USO

Le protesi d'anca Meije Duo sono destinate a sostituire l'articolazione dell'anca, congiuntamente ai componenti cotiloidei, allo scopo di alleviare il dolore e di ripristinare il funzionamento dell'articolazione dell'anca rispetto allo stato preoperatorio.

CLASSE DI APPARTENENZA

Classe III.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Stelo femorale retto mod. Meije Duo

Stelo femorale retto in versione cementata e non cementata.

La versione senza cemento è a sezione rettangolare e ad ancoraggio metadiafisario. Lo stelo presenta un rivestimento di idrossiapatite di spessore 150µm su tutta la lunghezza ed è caratterizzato da scanalature superficiali orizzontali e verticali per ottimizzare il bloccaggio in rotazione e la tenuta in compressione.

E' disponibile in 9 taglie con lunghezze comprese tra i 130 e 170mm.

La versione cementata è in acciaio inox lucidato a specchio, è disponibile in 9 taglie. Lo stelo presenta un repere di profondità per la cementazione.

Entrambi gli steli sono disponibili in versione standard, con angolo cervico diafisario di 130°, e in versione lateralizzata, con angolo cervico-diafisario di 123°. La versione lateralizzata introduce un offset di 6mm e un abbassamento del centro della testa di 5mm. La lunghezza del collo aumenta progressivamente all'aumentare della taglia.

Sulla base superiore del collo femorale è presente un foro filettato che permette l'utilizzo di un inseritore/impattatore o di un sistema di estrazione a massa battente in caso di revisione.

Il collo è affinato e lucidato a specchio per minimizzare i fenomeni d'abrasione in caso di contatto con l'inserito cotiloideo.

Il cono morse dell'impianto segue lo standard 12/14 5°43'.

Teste femorali

Le teste femorali sono disponibili in lega di CoCr e in ceramica Delta:

- le teste metalliche sono disponibili nei diametri 22, 28 e 32mm con lunghezze che variano da -5 a +10mm;
- le teste in ceramica sono disponibili nei diametri, 28, 32 e 26mm con lunghezze che variano da -4 a +4mm.

IDEATORI

Prof. Piriou (Francia), Prof. Versier (Francia), Dr. Bugyan (Francia), Dr. Casalonga (Francia), Dr. Trojani (Francia)

STRUMENTARIO E TECNICA OPERATORIA

L'impianto dello stelo femorale Meije Duo prevede l'utilizzo di un apposito strumentario.

Lo strumentario per l'intervento è compreso in due contenitori: il primo contiene gli strumenti base e le teste di prova, il secondo i manici porta-raspe, le raspe e i colli di prova. I porta-raspe sono disponibili sia per la via posteriore che per quella anteriore.

E' disponibile come opzione uno strumento che permette di misurare la variazione dell'offset e la l'allungamento dell'arto in per-operatorio.

La tecnica operatoria prevede l'osteotomia della testa femorale, l'apertura del canale, che può essere realizzata con un osteotomo a scatola, con una raspa a coda di topo o con un compattatore per spongiosa, la preparazione del canale con le apposite raspe montate su manico; sul manico porta-raspe può essere assemblata un'asticella per la misura dell'antiversione.

Una volta individuata la taglia corretta, sulla raspa viene montato il collo di prova standard o lateralizzato. In questa fase si può inserire un'asticella nel collo di prova che permette di misurare l'altezza del centro della testa rispetto all'apice del grande trocantere e di confrontarla con la misura preoperatoria. Successivamente si seleziona una testa di prova e si eseguono i test di riduzione. Una volta selezionata la lunghezza della testa, si passa al posizionamento dello stelo definitivo, tramite inseritore, e all'assemblaggio della testina femorale definitiva.

Stelo femorale retto cementato mod. Meije Duo standard cono 12/14

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HLP431	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 1 (acciaio inox)	308020	P090804010101
HLP432	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 2 (acciaio inox)	308021	P090804010101
HLP433	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 3 (acciaio inox)	308022	P090804010101
HLP434	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 4 (acciaio inox)	308023	P090804010101
HLP435	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 5 (acciaio inox)	308024	P090804010101
HLP436	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 6 (acciaio inox)	308025	P090804010101
HLP437	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 7 (acciaio inox)	308026	P090804010101
HLP438	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 8 (acciaio inox)	308028	P090804010101
HLP439	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 9 (acciaio inox)	308029	P090804010101

Stelo femorale retto cementato mod. Meije Duo lateralizzante cono 12/14

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HLP451	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 1 (acciaio inox)	1363882	P090804010101
HLP452	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 2 (acciaio inox)	1363884	P090804010101
HLP453	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 3 (acciaio inox)	1363885	P090804010101
HLP454	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 4 (acciaio inox)	1363886	P090804010101
HLP455	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 5 (acciaio inox)	1363887	P090804010101
HLP456	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 6 (acciaio inox)	1363888	P090804010101
HLP457	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 7 (acciaio inox)	1363889	P090804010101
HLP458	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 8 (acciaio inox)	1363891	P090804010101
HLP459	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 9 (acciaio inox)	1363892	P090804010101

Teste femorali in CoCr

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HZC231	Testa femorale dia. 22,22 mm collo corto L. - 2 mm (CoCr)	182596	P090804050202
HZC232	Testa femorale dia. 22,22 mm collo medio L. 0 mm (CoCr)	977153	P090804050202
HZC233	Testa femorale dia. 22,22 mm collo lungo L. + 5 mm (CoCr)	977154	P090804050202
HZC234	Testa femorale dia. 22,22 mm collo lungo L. + 3 mm (CoCr)	977155	P090804050202
HZC281	Testa femorale dia. 28 mm collo corto L. - 5 mm (CoCr)	182972	P090804050202
HZC282	Testa femorale dia. 28 mm collo medio L. 0 mm (CoCr)	977156	P090804050202
HZC283	Testa femorale dia. 28 mm collo lungo L. + 5 mm (CoCr)	977157	P090804050202
HZC284	Testa femorale dia. 28 mm collo extra-lungo L. + 10 mm (CoCr)	977160	P090804050202
HZC321	Testa femorale dia. 32 mm collo corto L. - 5 mm (CoCr)	182984	P090804050202
HZC322	Testa femorale dia. 32 mm collo medio L. 0 mm (CoCr)	977162	P090804050202
HZC323	Testa femorale dia. 32 mm collo lungo L. + 5 mm (CoCr)	977163	P090804050202

Teste femorali in ceramica BioloX®Delta

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HZL020	Testa femorale dia. 28 mm collo corto L. - 3,5 mm (ceramica BioloX®Delta)	308911	P090804050201
HZL021	Testa femorale dia. 28 mm collo medio L. 0 mm (ceramica BioloX®Delta)	308928	P090804050201
HZL022	Testa femorale dia. 28 mm collo lungo L. + 3,5 mm (ceramica BioloX®Delta)	308929	P090804050201
HZL023	Testa femorale dia. 32 mm collo corto L. - 4 mm (ceramica BioloX®Delta)	308930	P090804050201
HZL024	Testa femorale dia. 32 mm collo medio L. 0 mm (ceramica BioloX®Delta)	308931	P090804050201
HZL025	Testa femorale dia. 32 mm collo lungo L. + 4 mm (ceramica BioloX®Delta)	308933	P090804050201
HZL026	Testa femorale dia. 36 mm collo corto L. - 4 mm (ceramica BioloX®Delta)	308934	P090804050201
HZL027	Testa femorale dia. 36 mm collo medio L. 0 mm (ceramica BioloX®Delta)	308936	P090804050201
HZL028	Testa femorale dia. 36 mm collo lungo L. + 4 mm (ceramica BioloX®Delta)	308940	P090804050201

* RDM in fase di modifica per cessione ramo d'azienda anca e ginocchio da Tornier s.r.l. a Corin Italia s.r.l.

INDICAZIONI

Artrosi primaria, secondaria o post-traumatica, frattura del collo del femore, necrosi della testa femorale e poliartrite reumatoide.
(Cfr. punto 4 "Istruzioni per l'uso")

CONTROINDICAZIONI

Infezioni sistemiche, febbre e/o infiammazioni locali, distruzione rapida dell'articolazione o riassorbimento osseo constatato sulle radiografie, supporto osseo inadatto o insufficiente (tale da non permettere un ancoraggio corretto della protesi), elevazioni della velocità di sedimentazione che non siano in relazione ad una poliartrite reumatoide, aumento dei globuli bianchi, infezioni genito-urinarie, polmonari, della pelle, ascesso dentario o altre infezioni che possono causare una dispersione ematogena verso la protesi, patologie neuro-muscolari o psichiatriche che possano generare il fallimento della fissazione e delle cure post-operatorie, immaturità ossea, possibilità di reazioni al metallo, sovrappeso, gravidanza. (Cfr. punto 5 "Istruzioni per l'uso")

Corin Italia S.p.A. (o società affiliata) | Sede amministrativa: Via Spilimbergo 184/B | 33034 Fagagna | Udine - Italia

Tel.: +39 0432 801417 | Fax: +39 0432 811991

E-mail: italy@coringroup.com e ufficio.gare@coringroup.com Website: www.coringroup.com

Sede legale: Via Diego Valeri 23, 35131 Padova - Italia. Cap. Soc. 10.000,00 i.v., Iscr. Reg. Impr. Padova n. 04550380266, C.F. e P. IVA 04650380266

STOCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Gli impianti sterili devono essere conservati nella confezione originale sigillata. La conservazione deve essere effettuata al riparo dall'umidità. Gli impianti non devono essere esposti alla luce solare diretta, alle radiazioni ionizzanti, a temperature estreme o a una contaminazione particolare.

Gli impianti devono essere manipolati con precauzione per preservare l'integrità della loro confezione.

Tutte le precauzioni di asepsi devono essere prese al momento dell'apertura e dell'impianto della protesi.

MATERIALI COSTITUENTI E TECNICA DI LAVORAZIONE

Stelo femorale di anca senza cemento in lega di titanio Ti6Al4V a norma ISO 5832-3 con rivestimento di HA a norma ASTM F1185 o ISO13779-3.

Stelo da cementare in acciaio inossidabile a norma ISO 5832-9

Teste metalliche in lega di CoCr a norma ISO 5832-7.

Allumina Delta di fabbricazione Ceramtec a norma ISO 6474.

Le componenti in lega di CoCr contengono Nickel.

Composizione delle leghe metalliche

Lega Ti6Al4V	Norma ISO 5832-3
Alluminio	Min 5,5% - Max 6,75%
Vanadio	Min 3,5% - Max 4,5%
Ferro	Max 0,3%
Ossigeno	Max 0,2%
Carbonio	Max 0,08%
Azoto	Max 0,05%
Idrogeno	Max 0,015%
Titanio	A completamento

Lega Acciaio Inox M30NW	Norma ISO 5832-9
Carbonio	Max 0,08%
Silicio	Max 0,75%
Manganese	Min 3% - Max 4,25%
Nickel	Min 9% - Max 11%
Cromo	Min 19,5% - Max 22%
Molibdeno	Min 2% - Max 3%
Niobio	Min 0,25% - Max 0,8%
Zolfo	Max 0,01%
Fosforo	Max 0,025%
Rame	Max 0,25%
Azoto	Min 0,25% - Max 0,5%
Ferro	A completamento

Lega CoCrMo	Norma ISO 5832-7
Nickel	Max 1%
Cromo	Min 26% - Max 30%
Molibdeno	Min 4,5% - Max 7%
Ferro	Max 1%
Manganese	Max 1%
Silicio	Max 0,35%
Carbonio	Max 0,01%
Cobalto	A completamento

Lo stelo senza cemento è forgiato con successiva lavorazione di finitura del collo e del dorso del collo per ottenere una lucidatura a specchio. Successivo rivestimento.

Lo stelo cementato è forgiato e successivamente lavorato per ottenere una lucidatura a specchio che si interfaccia col cemento in modo ottimale.

STERILIZZAZIONE

(Norme armonizzate ISO 11137-1, ISO 11137-2, ISO 11737-1, ISO 11737-2, EN556-1)

A raggi GAMMA (durata della sterilizzazione 5 anni a contare dalla data di sterilizzazione).

I dati relativi alla sterilizzazione sono riportati sulle confezioni.

La sterilizzazione è garantita se l'imballo è integro.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA STERILIZZAZIONE

5 anni

CONFEZIONAMENTO

(Norme armonizzate ISO 11607-1 e ISO 11607-2)

Stelo femorale imballato in due blister di polietilene tereftalato chiusi per termosaldatura di un foglio di Tyvek 1073B spalmato.

Le protesi sono bloccate a mezzo di schiuma di polietilene. I blister sono sistemati in un cartone rigido con apertura "a cassetto" termofilmato.

Teste CoCr e Allumina imballate in due blister di polietilene tereftalato chiusi per termosaldatura di un foglio di Tyvek 1073B spalmato. Le protesi sono bloccate a mezzo di schiuma di polietilene. I blister sono sistemati in un cartone rigido con apertura "a cassetto" termofilmato.

I sacchetti sono confezionati in una scatola di cartone termofilmata.

Il confezionamento delle protesi è effettuato in sala bianca a flusso laminare (classe 10000).

LATEX FREE

Sì



NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE

1 pezzo/conf.

DOPPIA MOBILITÀ

COPPA ACETABOLARE

Scheda Tecnica



RAGIONE SOCIALE DEL FABBRICANTE

Corin Limited

The Corinium Centre

Cirencester GL7 1YJ GLOUCESTERSHIRE - United Kingdom

tel. 0044-1285-659866 - fax 0044-1285-659860

www.coringroup.com

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

Cotile Doppia Mobilità

DESTINAZIONE D'USO

Il cotile Doppia Mobilità è destinato a sostituire l'articolazione cotiloidea dell'anca, congiuntamente ai componenti protesici femorali, allo scopo di alleviare il dolore e di ripristinare il funzionamento dell'articolazione dell'anca rispetto allo stato preoperatorio.

CLASSE DI APPARTENENZA

Classe III e classe IIb (viti).

Corin Italia S.p.A. (Società a partecipazione paritetica) | Sede amministrativa: Via Spilimbergo 184/B | 33034 Fagagna | Udine - Italia
Tel.: +39 0432 801417 | Fax: +39 0432 811991

E-mail: italy@coringroup.com e ufficio.gare@coringroup.com | Website: www.coringroup.com

Sede legale: Via Diego Valeri 23, 35131 Padova - Italia. Cap. Soc. 10.000,00 i.v., Iscr. Reg. Impr. Padova n. 04650380266, C.F. e P. IVA 04650380266

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Cotile a doppia mobilità in versione senza cemento, senza cemento a sostegno del fissaggio e cementata.

Il cotile senza cemento presenta un rivestimento di HA e/o plasma spray di titanio (modello DR).

Il metal back è caratterizzato da un equatore prolungato di 3mm e dalla macrotesturizzazione della superficie e livello equatoriale.

Il metal back della versione senza cemento a sostegno del fissaggio presenta due alette per le indicazioni di revisione o in caso di stabilità primaria difficile. Si utilizzano viti da spongiosa di Ø 6,5 di lunghezza da 20 a 55mm. E' disponibile anche una versione con alette e gancio per forame otturatorio.

Il metal back cementato ha un design specifico con scanalature che permettono la fuoriuscita e la buona ripartizione del cemento. Il bordo equatoriale è lucidato a specchio per una migliore pulizia del cemento in eccesso.

L'inserto di polietilene ritentivo si ricentra automaticamente perpendicolarmente all'asse del collo, grazie all'offset di 1,5mm tra il centro di rotazione della testa e quello dell'inserto.

Gli inserti sono realizzati in polietilene ad elevatissimo peso molecolare (UHMWPE) e sono gli stessi per le tre versioni.

Le teste femorali modulari sono disponibili nelle seguenti versioni:

- teste femorali modulari in ceramica Biolox®Delta del diametro di 28 mm, con tre differenti lunghezze del collo (corto, medio e lungo);
- teste femorali modulari in lega di CoCr del diametro di 22 mm, con tre differenti lunghezze del collo (corto, medio e lungo) e del diametro di 28 mm, con quattro differenti lunghezze del collo (extracorto, corto, medio e lungo).

Il cotile è stato immesso sul mercato nel 2003 e ad oggi ne sono stati impiantati più di 55000.

IDEATORI

Prof. Puget (Francia), Prof. Hulet (Francia), Dr. Deroche (Francia), Dr. Ferreira (Francia), Dr. Reynaud (Francia), Dr. Godeneche (Francia), Dr. Panisset (Francia).

COMPATIBILITÀ

Il cotile Doppia Mobilità™ è compatibile con il sistema OPS (Optimized Positioning System), il quale permette di pianificare ed ottenere il posizionamento delle componenti femorale e acetabolare della protesi d'anca, in maniera personalizzata ed ottimizzata per ogni paziente. Lo studio pre-operatorio viene infatti eseguito da un team specializzato di ingegneri tenendo in considerazione gli aspetti funzionali della biomeccanica del paziente, tra cui il movimento spino-pelvico.

La pianificazione viene poi gestita tramite una piattaforma 3D interattiva con aggiornamenti in tempo reale, mentre l'atto chirurgico viene supportato da un accurato sistema di navigazione caratterizzato da guide PSI stampate 3D e Laser.

STRUMENTARIO

Lo strumentario per cotile Doppia Mobilità permette la ripetibilità del gesto chirurgico grazie alla precisione degli strumenti stessi, alla loro facilità d'assemblaggio e stabilità durante l'utilizzo. Lo strumentario è concepito per essere quanto più possibile sicuro, ergonomico, di facile ed intuitivo utilizzo.

Lo strumentario per l'intervento è compreso in tre contenitori: il primo comprende i ferri base, impattatori, manici e cacciaviti; il secondo le frese cotiloidee e gli impianti di prova; il terzo gli strumenti per posizionare il cotile con ganci e alette.

A richiesta è disponibile uno strumentario specifico per via d'accesso anteriore diretta (DAA) completo di tutta la strumentazione necessaria per affrontare un intervento in approccio mini-invasivo, incluse leve/retrattori, iniziatori, manici e impattatori con offset/doppio-offset.

MISURE DISPONIBILI

Coppa acetabolare non cementata mod. Doppia Mobilità

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HDM642	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 42 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	306446	P090803010201
HDM644	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 44 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	310329	P090803010201
HDM646	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 46 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329806	P090803010201
HDM648	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 48 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329807	P090803010201
HDM650	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 50 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329808	P090803010201
HDM652	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 52 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329809	P090803010201
HDM654	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 54 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329810	P090803010201
HDM656	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 56 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329811	P090803010201
HDM658	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 58 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329812	P090803010201
HDM660	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 60 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329813	P090803010201
HDM662	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 62 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329815	P090803010201

Coppa acetabolare non cementata con alette mod. Doppia Mobilità

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HDM748	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 48 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366240	P0908030302
HDM750	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 50 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366247	P0908030302
HDM752	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 52 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366249	P0908030302
HDM754	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 54 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366254	P0908030302
HDM756	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 56 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366264	P0908030302
HDM758	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 58 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366265	P0908030302
HDM760	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 60 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366267	P0908030302
HDM762	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 62 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366268	P0908030302
HDM764	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 64 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366269	P0908030302
HDM766	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 66 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366270	P0908030302
HDM768	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 68 mm con alette (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366271	P0908030302

Corin Italia S.p.A. | Sede amministrativa: Via Spilimbergo 184/B | 33034 Fagagna | Udine - Italia

Tel.: +39 0432 801417 | Fax: +39 0432 811991

E-mail: italy@coringroup.com e ufficio.gare@coringroup.com Website: www.coringroup.com

Sede legale: Via Diego Valen 23, 35131 Padova - Italia Cap. Soc. 10.000,00 i.v., Iscr. Reg. Impr. Padova n. 04550380266, C.F. e P. IVA 04550380266

Coppa acetabolare non cementata con alette/ganci mod. Doppia Mobilità

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HDM848	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 48 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366393	P0908030302
HDM850	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 50 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366394	P0908030302
HDM852	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 52 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366396	P0908030302
HDM854	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 54 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366397	P0908030302
HDM856	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 56 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366398	P0908030302
HDM858	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 58 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366400	P0908030302
HDM860	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 60 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366401	P0908030302
HDM862	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 62 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366403	P0908030302
HDM864	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 64 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366404	P0908030302
HDM866	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 66 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366406	P0908030302
HDM868	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 68 mm con alette/ganci (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	366407	P0908030302

Coppa acetabolare cementata mod. Doppia Mobilità

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HDM542	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 42 mm	150931	P090803010101
HDM544	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 44 mm	701587	P090803010101
HDM546	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 46 mm	701588	P090803010101
HDM548	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 48 mm	701589	P090803010101
HDM550	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 50 mm	701590	P090803010101
HDM552	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 52 mm	701591	P090803010101
HDM554	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 54 mm	701592	P090803010101
HDM556	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 56 mm	701593	P090803010101
HDM558	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 58 mm	701594	P090803010101
HDM560	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 60 mm	701595	P090803010101

Inseriti ritentivi in UHMWPE

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HDM142	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 42 mm (UHMWPE)	150952	P0908030401
HDM144	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 44 mm (UHMWPE)	701087	P0908030401
HDM146	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 46 mm (UHMWPE)	701107	P0908030401
HDM148	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 48 mm (UHMWPE)	701127	P0908030401
HDM150	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 50 mm (UHMWPE) - su richiesta	701128	P0908030401
HDM152	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 52 mm (UHMWPE) - su richiesta	701129	P0908030401
HDM154	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 54 mm (UHMWPE) - su richiesta	701130	P0908030401

Sede amministrativa: Via Spilimbergo 184/B | 33034 Fagagna | Udine - Italia

Tel.: +39 0432 801417 | Fax: +39 0432 811991

E-mail: italy@coringroup.com e ufficio.gare@coringroup.com Website: www.coringroup.com

Sede legale: Via Diego Valeri 23, 35131 Padova - Italia Cap. Soc. 10.000,00 i.v., Iscr. Reg. Impr. Padova n. 04650380266, C.F. e P. IVA 04650380266

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
HDM156	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 56 mm (UHMWPE) - <i>su richiesta</i>	701132	P0908030401
HDM158	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 58 mm (UHMWPE) - <i>su richiesta</i>	701133	P0908030401
HDM160	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 60 mm (UHMWPE) - <i>su richiesta</i>	701134	P0908030401
HDM162	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 62 mm (UHMWPE) - <i>su richiesta</i>	701135	P0908030401
HDM248	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 48 mm (UHMWPE)	150970	P0908030401
HDM250	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 50 mm (UHMWPE)	701150	P0908030401
HDM252	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 52 mm (UHMWPE)	701167	P0908030401
HDM254	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 54 mm (UHMWPE)	701168	P0908030401
HDM256	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 56 mm (UHMWPE)	701169	P0908030401
HDM258	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 58 mm (UHMWPE)	701170	P0908030401
HDM260	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 60 mm (UHMWPE)	701172	P0908030401
HDM262	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 62 mm (UHMWPE)	701173	P0908030401
HDM264	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 64 mm (UHMWPE)	701175	P0908030401
HDM266	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 66 mm (UHMWPE)	701176	P0908030401
HDM268	Doppia mobilità - Inserto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 68 mm (UHMWPE)	701178	P0908030401

Viti da spongiosa

CODICI	DESCRIZIONI	RDM*	CND
VHE420	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 20 mm (acciaio inox)	150985	P09120602
VHE425	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 25 mm (acciaio inox)	612210	P09120602
VHE430	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 30 mm (acciaio inox)	612212	P09120602
VHE435	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 35 mm (acciaio inox)	612215	P09120602
VHE440	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 40 mm (acciaio inox)	612216	P09120602
VHE445	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 45 mm (acciaio inox)	612218	P09120602
VHE450	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 50 mm (acciaio inox)	612220	P09120602
VHE455	Doppia mobilità - Vite da spongiosa dia. 6,5 mm lg. 55 mm (acciaio inox)	612221	P09120602

Teste femorali modulari in ceramica Biolox®Delta (cono 12/14)

CODICI	DESCRIZIONI	RDM	CND
104.2800	Testa femorale modulare cono 12/14 Small -3,5 mm dia. 28 mm (ceramica Biolox®Delta)	335862	P090804050201
104.2805	Testa femorale modulare cono 12/14 Medium 0,0 mm dia. 28 mm (ceramica Biolox®Delta)	335863	P090804050201
104.2810	Testa femorale modulare cono 12/14 Long +3,5 mm dia. 28 mm (ceramica Biolox®Delta)	335864	P090804050201

Teste femorali modulari in CoCr (cono 12/14)

CODICI	DESCRIZIONI	RDM	CND
E321.322	Testa femorale modulare cono 12/14 Small -2,0 mm dia. 22 mm (CoCr)	1790947	P090804050202
E321.022	Testa femorale modulare cono 12/14 Medium 0,0 mm dia. 22 mm (CoCr)	1790948	P090804050202
E321.122	Testa femorale modulare cono 12/14 Long +2,0 mm dia. 22 mm (CoCr)	1790949	P090804050202
E321.428	Testa femorale modulare cono 12/14 Extra Small -5,0 mm dia. 28 mm (CoCr)	1790950	P090804050202
E321.028	Testa femorale modulare cono 12/14 Small -3,5 mm dia. 28 mm (CoCr)	336753	P090804050202
E321.128	Testa femorale modulare cono 12/14 Medium 0,0 mm dia. 28 mm (CoCr)	336761	P090804050202
E321.228	Testa femorale modulare cono 12/14 Long +3,5 mm dia. 28 mm (CoCr)	336765	P090804050202

* RDM in fase di modifica per cessione ramo d'azienda anca e ginocchio da Tornier s.r.l. a Corin Italia s.r.l.

INDICAZIONI

Artrosi primaria, secondaria o post-traumatica. Artrite reumatoide, dolori importanti dell'articolazione di origine osteo-articolare che compromettono la qualità del paziente. Deficienza della forma e della funzione articolare, revisione di artroplastica precedente. Altre patologie per le quali le soluzioni di artroprotesi non sono accettabili. (Cfr. punto 4 "Istruzioni per l'uso").

CONTROINDICAZIONI

I cotili Doppia Mobilità, da cementare e senza cemento, sono indicati come primo impianto nelle patologie degenerative - artrosi primaria, secondaria o posttraumatica, poliartrite reumatoide, per i pazienti che presentano un grave rischio di lussazione, in caso di necrosi della testa femorale, in caso di frattura del collo femorale, in caso di lussazione congenita. Il cotile Doppia Mobilità ad alette, ad alette e gancio, e il cotile Doppia Mobilità da cementare, associato o meno a un anello di fondo del cotile di tipo a croce di Kerboull, sono indicati come impianto da revisione in caso di perdite ossee importanti (stadi II e III secondo la scala SOFCOT), nel caso il press-fit non basti da solo a garantire la tenuta dell'impianto (displasia), per i pazienti che presentano un grave rischio di lussazione iterativa. Sono associabili a innesti ossei. (Cfr. punto 5 "Istruzioni per l'uso")

STOCAGGIO E MANIPOLAZIONE

Gli impianti sterili devono essere conservati nella confezione originale sigillata. La conservazione deve essere effettuata al riparo dall'umidità. Gli impianti non devono essere esposti alla luce solare diretta, alle radiazioni ionizzanti, a temperature estreme o a una contaminazione particolare. Gli impianti devono essere manipolati con precauzione per preservare l'integrità della loro confezione. Tutte le precauzioni di asepsi devono essere prese al momento dell'apertura e dell'impianto della protesi.

MATERIALI COSTITUENTI E TECNICA DI LAVORAZIONE

Metal back in acciaio inox secondo la norma ISO 5832-9 nella versione senza cemento rivestito di HA a norma ASTM F1185 (ISO 13779-2) e/o plasma spray titanio a norma ASTM F1580; Inserto in polietilene a norma ISO 5834-2. Viti in acciaio inox a norma ISO 5832-1. Il cotile è forgiato, quindi lavorato al tornio con successiva finitura e rivestimento. Inserto realizzato per asportazione del truciolo da barre di polietilene. Teste in CoCr secondo lo standard ISO 5832-12. Ulteriori requisiti auto-imposti da Corin sul contenuto di Cr (Min 27.0%) e Ni (Max 0.5%). Teste in ceramica Biolox®Delta.

Sede amministrativa: Via Spilimbergo 184/B | 33034 Fagagna | Udine - Italia

Tel.: +39 0432 801417 | Fax: +39 0432 811991

E-mail: italy@coringroup.com e ufficio.gare@coringroup.com Website: www.coringroup.com

Sede legale: Via Diego Valeri 23, 35131 Padova - Italia. Cap. Soc. 10.000,00 i.v. Iscr. Reg. Impr. Padova n. 04650380266, C.F. e P. IVA 04650380266

STERILIZZAZIONE

(Norme armonizzate ISO 11137-1, ISO 11137-2, ISO 11737-1, ISO11737-2, EN556-1)
A raggi GAMMA (durata della sterilizzazione 5 anni a contare dalla data di sterilizzazione).
I dati relativi alla sterilizzazione sono riportati sulle confezioni.
La sterilizzazione è garantita se l'imballo è integro.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA STERILIZZAZIONE

5 anni

CONFEZIONAMENTO

(Norme armonizzate ISO 11607-1 e ISO 11607-2)
Il cotile è imballato in due blister di polietilene tereftalato chiusi per termosaldatura di un foglio di Tyvek 1073B spalmato. Le protesi sono bloccate a mezzo di schiuma di polietilene. I blister sono sistemati in un cartone rigido con apertura "a cassetto" termofilmato.
Le viti sono in doppio sacchetto poliammide/polietilene.
Gli inserti sono in doppio sacchetto: il sacchetto interno è in poliammide/alluminio/polietilene, sigillato sotto vuoto; quello esterno è in poliammide/polietilene riempito di argon.
I sacchetti sono confezionati in una scatola di cartone termofilmata.
Il confezionamento delle protesi è effettuato in sala bianca a flusso laminare (classe 10000).

LATEX FREE

Sì

NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE

1 pezzo/conf.

DESCRIZIONI		RDM
CODICI	STELI FEMORALI RETTI - MEIJE DUO	
HLP411	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 1 (Ti6Al4V + riv. HA)	307954
HLP412	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 2 (Ti6Al4V + riv. HA)	307984
HLP413	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 3 (Ti6Al4V + riv. HA)	307986
HLP414	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 4 (Ti6Al4V + riv. HA)	307989
HLP415	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 5 (Ti6Al4V + riv. HA)	307992
HLP416	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 6 (Ti6Al4V + riv. HA)	308006
HLP417	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 7 (Ti6Al4V + riv. HA)	308013
HLP418	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 8 (Ti6Al4V + riv. HA)	308014
HLP419	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato standard cono 12/14 taglia 9 (Ti6Al4V + riv. HA)	308015
HLP441	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 1 (Ti6Al4V + riv. HA)	308030
HLP442	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 2 (Ti6Al4V + riv. HA)	308036
HLP443	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 3 (Ti6Al4V + riv. HA)	308038
HLP444	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 4 (Ti6Al4V + riv. HA)	308041
HLP445	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 5 (Ti6Al4V + riv. HA)	308047
HLP446	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 6 (Ti6Al4V + riv. HA)	308049
HLP447	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 7 (Ti6Al4V + riv. HA)	308053
HLP448	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 8 (Ti6Al4V + riv. HA)	308055
HLP449	Meije Duo - Stelo femorale retto non cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 9 (Ti6Al4V + riv. HA)	308056
HLP431	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 1 (acciaio inox)	308020
HLP432	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 2 (acciaio inox)	308021
HLP433	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 3 (acciaio inox)	308022
HLP434	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 4 (acciaio inox)	308023
HLP435	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 5 (acciaio inox)	308024
HLP436	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 6 (acciaio inox)	308025
HLP437	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 7 (acciaio inox)	308026
HLP438	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 8 (acciaio inox)	308028
HLP439	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato standard cono 12/14 taglia 9 (acciaio inox)	308029
HLP451	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 1 (acciaio inox)	1363882
HLP452	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 2 (acciaio inox)	1363884
HLP453	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 3 (acciaio inox)	1363885
HLP454	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 4 (acciaio inox)	1363886
HLP455	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 5 (acciaio inox)	1363887
HLP456	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 6 (acciaio inox)	1363888
HLP457	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 7 (acciaio inox)	1363889
HLP458	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 8 (acciaio inox)	1363891
HLP459	Meije Duo - Stelo femorale retto cementato lateralizzante cono 12/14 taglia 9 (acciaio inox)	1363892

COPPE ACETABOLARI - DOPPIA MOBILITA

HDM642	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 42 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	306446
HDM644	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 44 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	310329
HDM646	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 46 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329806
HDM648	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 48 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329807
HDM650	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 50 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329808
HDM652	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 52 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329809
HDM654	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 54 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329810
HDM656	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 56 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329811
HDM658	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 58 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329812
HDM660	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 60 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329813
HDM662	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 62 mm (acciaio inox riv. spray Ti + HA)	329815
HDM748	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 48 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366240
HDM750	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 50 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366247
HDM752	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 52 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366249
HDM754	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 54 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366254
HDM756	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 56 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366264
HDM758	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 58 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366265
HDM760	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 60 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366267
HDM762	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 62 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366268
HDM764	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 64 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366269
HDM766	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 66 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366270
HDM768	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 68 mm con alette (acciaio inox riv. spr)	366271
HDM848	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 48 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366393
HDM850	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 50 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366394
HDM852	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 52 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366396
HDM854	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 54 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366397
HDM856	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 56 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366398
HDM858	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 58 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366400
HDM860	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 60 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366401
HDM862	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 62 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366403
HDM864	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 64 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366404
HDM866	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 66 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366406
HDM868	Doppia mobilità - Coppa acetabolare non cementata dia. esterno 68 mm con alette/ganci (acciaio inox r)	366407
HDM542	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 42 mm	150931
HDM544	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 44 mm	701587
HDM546	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 46 mm	701588
HDM548	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 48 mm	701589
HDM550	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 50 mm	701590
HDM552	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 52 mm	701591

HDM554	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 54 mm	701592
HDM556	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 56 mm	701593
HDM558	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 58 mm	701594
HDM560	Doppia mobilità - Coppa acetabolare cementata dia. esterno 60 mm	701595
HDM142	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 42 mm (UHMWPE)	150952
HDM144	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 44 mm (UHMWPE)	701087
HDM146	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 46 mm (UHMWPE)	701107
HDM148	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 48 mm (UHMWPE)	701127
HDM150	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 50 mm (UHMWPE) - su richiesta	701128
HDM152	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 52 mm (UHMWPE) - su richiesta	701129
HDM154	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 54 mm (UHMWPE) - su richiesta	701130
HDM156	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 56 mm (UHMWPE) - su richiesta	701132
HDM158	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 58 mm (UHMWPE) - su richiesta	701133
HDM160	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 60 mm (UHMWPE) - su richiesta	701134
HDM162	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 22,22 mm dia. esterno 62 mm (UHMWPE) - su richiesta	701135
HDM248	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 48 mm (UHMWPE)	150970
HDM250	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 50 mm (UHMWPE)	701150
HDM252	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 52 mm (UHMWPE)	701167
HDM254	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 54 mm (UHMWPE)	701168
HDM256	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 56 mm (UHMWPE)	701169
HDM258	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 58 mm (UHMWPE)	701170
HDM260	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 60 mm (UHMWPE)	701172
HDM262	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 62 mm (UHMWPE)	701173
HDM264	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 64 mm (UHMWPE)	701175
HDM266	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 66 mm (UHMWPE)	701176
HDM268	Doppia mobilità - Insetto ritentivo dia. interno 28 mm dia. esterno 68 mm (UHMWPE)	701178
TESTE FEMORALI (ex Tornier, obsolete a partire da Q3 2021)		
HZC231	Testa femorale dia. 22,22 mm collo corto L. - 2 mm (CoCr)	182596
HZC232	Testa femorale dia. 22,22 mm collo medio L. 0 mm (CoCr)	977153
HZC233	Testa femorale dia. 22,22 mm collo lungo L. + 5 mm (CoCr)	977154
HZC234	Testa femorale dia. 22,22 mm collo lungo L. + 3 mm (CoCr)	977155
HZC281	Testa femorale dia. 28 mm collo corto L. - 5 mm (CoCr)	182972
HZC282	Testa femorale dia. 28 mm collo medio L. 0 mm (CoCr)	977156
HZC283	Testa femorale dia. 28 mm collo lungo L. + 5 mm (CoCr)	977157
HZC284	Testa femorale dia. 28 mm collo extra-lungo L. + 10 mm (CoCr)	977160
TESTE FEMORALI CORIN (BioloX Delta)		
104.2800	Testa femorale modulare cono 12/14 Small -3,5 mm dia. 28 mm (ceramica BioloX® Delta)	335862
104.2805	Testa femorale modulare cono 12/14 Medium 0,0 mm dia. 28 mm (ceramica BioloX® Delta)	335863
104.2810	Testa femorale modulare cono 12/14 Long +3,5 mm dia. 28 mm (ceramica BioloX® Delta)	335864

TESTE FEMORALI CORIN (CoCr)			
E321.322	Testa femorale modulare cono 12/14 Small -2,0 mm dia. 22 mm (CoCr)		1790947
E321.022	Testa femorale modulare cono 12/14 Medium 0,0 mm dia. 22 mm (CoCr)		1790948
E321.122	Testa femorale modulare cono 12/14 Long +2,0 mm dia. 22 mm (CoCr)		1790949
E321.428	Testa femorale modulare cono 12/14 ExtraSmall -5,0 mm dia. 28 mm (CoCr)		1790950
E321.028	Testa femorale modulare cono 12/14 Small -3,5 mm dia. 28 mm (CoCr)		336753
E321.128	Testa femorale modulare cono 12/14 Medium 0,0 mm dia. 28 mm (CoCr)		336761
E321.228	Testa femorale modulare cono 12/14 Long +3,5 mm dia. 28 mm (CoCr)		336765
Viti			
VHE420	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 20mm		
VHE425	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 25mm		150985
VHE430	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 30mm		612210
VHE435	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 35mm		612212
VHE440	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 40mm		612215
VHE445	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 45mm		612216
VHE450	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 50mm		612218
VHE455	doppia mobilità viti da spongiosa diam 6,5mm lung 55mm		612220
			612221



Utente Collegato: Dimezza Francesca

Ufficio: Uoc Farmacia Ospedaliera

Struttura

GEDOC: Protocollo Informatico

Intranet

Cruscotto Utente

Assegnati Utente

Assegnati Ufficio

In Lavorazione

Rifiutati

In Evidenza

Protocollo Interno

Ricerca

Protocollo n°: 0025599 / I registrato il 13/09/2021 09:54

Cognome Protocollore

DIMEZZA

Nome Protocollore

FRANCESCA

Ufficio Protocollore

**UOC FARMACIA
OSPEDALIERA**

Catalogo

Mezzo di Spedizione

A MANO

Tipo

Non Identificato

Oggetto

**Comunicazione Affiancamento lotto 2 Ditta Innomed DELIB 381
dell'11/05/2021 e.s.m.**

Titolarlo di Classificazione

Ufficio Mittente

**UOC FARMACIA
OSPEDALIERA**

Cognome Mittente

DIMEZZA

Nome Mittente

FRANCESCA



Documento

CCF_000424.pdf



Segnatura

segnatura.xml



Attività

Annullamento Annotazioni Allacci Fascicoli PEC

Data assegnazione

13/09/2021 09:54

13/09/2021 09:54

Ufficio Assegnante

Uoc Farmacia Ospedaliera

Uoc Farmacia Ospedaliera

Cognome

Dimezza

Dimezza

Nome

Francesca

Francesca

Ufficio Assegnatario

Uoc Ortopedia E Traumatologia

Uoc Farmacia Ospedaliera

Cognome

-

Dimezza

Nome

-

Francesca

Stato

IN ATTESA

FINE LAVORO



A.O.R.N.
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA



UOC Farmacia

Al Direttore UOC ORTOPEDIA

Oggetto: Comunicazione Affiancamento lotto 2 Ditta Innomed DELIB 381 DELL'11/05/2021 e.s.m.

Si trasmette comunicazione della ditta Innomed relativa a quanto indicato in oggetto, e si chiede cortesemente vostro parere in merito alla possibilità di affiancamento.

Pertanto si resta in attesa di un vostro riscontro in merito.

All. n. 17 pg

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. dello Stritto

A. dello Stritto

li



A.O.R.N.
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
CASERTA



UOC Farmacia

Al Direttore UOC ORTOPEDIA

Oggetto: Comunicazione Affiancamento lotto 2 Ditta Innomed DELIB 381 DELL'11/05/2021 e.s.m.

Si trasmette comunicazione della ditta Innomed relativa a quanto indicato in oggetto, e si chiede cortesemente vostro parere in merito alla possibilità di affiancamento.

Pertanto si resta in attesa di un vostro riscontro in merito.

All. n. 17 pg

IL DIRETTORE UOC Farmacia

Dott.ssa A. dello Stritto

G21.F.4 OK

